

# 簡易的睡眠時無呼吸検査のながれ

# 患者さま用

## ① 受診



簡単な説明を受けます。

## ② 自宅に届きます。



2週間前後で、自宅に来ます。

## ③ 装着



説明書を見ながら、ご自身で装着します。

\* 指（利き手と逆）とのどぼとけの下にセンサー装着。

\* 自動でOFF。翌朝除去。

\* 一般防水 痛くありません。

## ④ 自宅またはコンビニより「フィリップス」に配送。



送料無料です。

ファミリーマート・セブンイレブン・ヤマト運輸などご利用ください。

## ⑤ 結果が届き次第連絡があります。その後再診。



結果説明と、治療の説明します。

⑥ 結果が陽性の場合、CPAP（簡易人工呼吸器）をレンタル

結果が陽性の場合、さらに詳しい 1 泊入院の検査を行うか、CPAP を行うか、医師が判断します。



PSG 検査



CPAP